

.... mct injector



KARBOKSYTERAPIA PROTOKOŁY

Zabiegi łączone z wykorzystaniem mct injector

mct injector łączy dwie różne techniki zabiegowe: **mezoterapię** oraz **karboksyterapię**.

Dzięki połączeniu obu tych technik w czasie jednej sesji zabiegowej lub naprzemiennie, lekarz jest w stanie wykonać wiele efektywnych zabiegów zarówno na twarz, jak i na ciało.

Mezokarboksyterapia:

Kombinacja dwóch technik o dużej skuteczności terapeutycznej.

Intuicyjna, wygodna i precyzyjna technologia.

Wszechstronne zabiegi na twarz i ciało.

Bezbolesne i bezpieczne zabiegi.

Medical device – znak CE

Zabiegi z wykorzystaniem mct injector – rodzaje igieł



- zmarszczki
gładzizny czoła
- obszar wokół oczu
- skronie
- okolice uszu

Igła 32G / 4 mm



- szyja
- dłonie
- Dekolt

Igła 32G / 4/6 mm



- kontur twarzy
- bruzdy nosowo -
wargowe
- okolica ust

Igła 32G / 4-6 mm



- ramiona
- plecy
- brzuch
- lędźwie
- boki
- pośladki
- uda
- Kolana

Igła 30-32G / 6-13 mm

PARAMETRY I PROTOKOŁY

LOKALIZACJA	ILOŚĆ ZABIEGÓW	CZĘSTOTLIWOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ (mm)	OBJĘTOŚĆ (cm ³)
Skóra owłosiona głowy	6 – 12	1 – 2 / week	1 – 2 mm	w zależności od tolerancji
Rewitalizacja twarzy	4	1 / tydzień	2 mm	w zależności od tolerancji
czoło	W zależności od efektów	1 / tydzień	1 mm / co 2 cm	w zależności od tolerancji
Kurze łapki	4 – 6 (minimum)	co 2 – 3 tygodnie	2 mm	1 cm ³
Kontur powiek	4 – 6 (minimum)	co 2 – 3 tygodnie	1 – 2 mm	1 – 2 cm ³ w zależności od tolerancji
Cienie pod oczami	4 – 6 (minimum)	co 2 – 3 tygodnie	2 mm	Do czasu osiągnięcia widocznej rozedmy powiek
Owal twarzy	W zależności od efektów	1 / tydzień	1 – 2 mm	Objętość depozytów uzależniona od tolerancji
Podwójny podbródek	W zależności od efektów	1 co 2 tg	2 mm (rewitalizacja) 4-8 mm (lipoliza)	Indywidualnie dla pacjenta
Szyja (zmarszczki)	W zależności od efektów	1 / tydzień	1 – 2 mm	1 – 2 cm ³

PARAMETRY

LOKALIZACJA	ILOŚĆ ZABIEGÓW	CZĘSTOTLIWOŚĆ	GŁĘBOKOŚĆ (mm)	OBJĘTOŚĆ (cm ³)
Szyja (rewitalizacja)	W zależności od uzyskanych efektów	1 / tydzień	1 – 2 mm	depozyty o średnicy 2cm
Dłonie	Stosownie do tolerancji	1 co 2 tygodnie	1 – 2 mm	Małe objętości (jak szyja)
Rozstępy	10 – 20 aprox.	1 – 2 / tyg	1 – 2 mm	1 – 2 cm ³
Lokalne otłuszczenia ⁽¹⁾	10 – 20	1 – 2 / tyg	8 – 10 mm	W zależności od tolerancji 300 cm ³ / kończynę (w kilku obszarach) 150 cm ³ - brzuch (w 4 obszarach)
Cellulit ⁽²⁾	10 – 20	1 – 2 / tyg	Alternatywnie 1 – 2 mm, 4 – 5 mm 6 – 8 mm	W zależności od tolerancji
Zmarszczki powierzchniowe	W zależności od efektów	1 – 2 / tyg	1 – 2 mm	2 – 4 cm ³

(1) REKOMENDOWANY DRENAŻ LIMFATYCZNY PO KAŻDYM ZABIEGU.

(2) REKOMENDOWANY DRENAŻ LIMFATYCZNY PO KAŻDYM ZABIEGU.

Podsumowanie

mct injector:

Możliwość wyboru i łączenia technik w celu zwiększenia skuteczności terapeutycznej.

Intuicyjna, wygodna i prosta obsługa urządzenia.

Szerokie zastosowanie w zabiegach na twarz i ciało.

Wysokie bezpieczeństwo zabiegów.

Certyfikowane urządzenie medyczne – znak CE

KARBOKSYTERAPIA – sprzęt do zabiegu niezbędny w gabinecie

- mct injector – urządzenie wielofunkcyjne
- dreny do karboksyterapii
- dreny małe jednorazowe „wenflony”
- filtr przeciwbakteryjny
- stabilizatory 45°
- stabilizatory 90° (z „oczkiem”)
- krem EMLA
- folia do okluzji
- płyn do demakijażu
- waciki i gaziki
- płyn do dezynfekcji (np. Ocetnisept, Skinsept itp.)
- woda utleniona
- mgiełka izotoniczna Filorga
- rękawiczki
- strzykawki 2ml, 5ml, 10ml
- igły do nabierania 18G 40mm
- igły 32G 4mm
- igły 32G 6mm
- igły 30G 13mm
- igły do zaślepiania – jakiegokolwiek rozmiar
- serum pozabiegowe
- maska/krem pozabiegowy